

Référence :

555011

Pictos:



Méthode d'aplication



1/ Etalez le masque et accrochez-le aux oreilles des deux côtés

asque

3 PLIS à usage unique







Descriptif

Masque 3 plis DailyK Type I Norme EN 14683:2019+AC2019 - Boite de 50

Nom du produit	Masque médical 3 plis à usage unique	
Marque	DailyK	
Nombre par boîtes	50 masques (5 sachets de 10)	
Type de masque	Masque médical 3 plis à usage unique Type I	
Efficacité de filtration bactérienne	EFB > 95%	
Norme	EN14683:2019 + AC:2019	
Туре	1	
Validité	2 ans	
Couches	3	
Dimensions	175 x 95 mm	
Couleur	Bleu	
Composition	Couches extérieures : Polypropylène non tissé. Couche intérieur : E-PTFE tissu de filtration.	



2/ Passer la barrette nasale afin d' adapter la forme du masque à votre morphologie.



3/ Tirez le masque vers le bas pour couvrir votre mâchoire et faciliter la respiration

LE PORT DU MASQUE NE DISPENSE PAS DES GESTES BARRIÈRES

Recommandations

- Le masque doit être remplacé dès qu'il devient humide ou après 4 heures d'utilisation maximum
- Après usage, jetez le masque dans une poubelle fermée
- Conservez dans un endroit sec et aéré, loin du feu et des matières inflammables
- · Ce produit est non lavable, veuillez vous assurer qu'il est utilisé pendant la période de validité

Photo du produit:



Delaisy Kargo

Conditionnement colis

Unité par boîte 50 Boîtes par carton EAN colis Dimensions colis (cm) Volume du colis (cm³)

40

3700008300245 51,5 x 39 x 35,5 cm

0.07130175 m³

Conditionnement palette

Colis par palette	-
Colis par couche	-
Nombre de couche	-
Volume palette (m³)	-













Tél.: 01 39 90 12 95







