# WC'Soft Gel Détartrant, nettoyant, désodorisant pour WC

Parfum fleurs d'olivier (sans allergêne)

Plus respectueuse de l'homme et de son environnement

#### 1. PROPRIÉTES :

WC'SOFT Gel est un produit prêt à l'emploi. Il permet de nettoyer, détartrer, parfumer et faire briller les cuvettes des WC, bidets et urinoirs.

WC'SOFT est formulé:

🕏 sans danger pour les fosses septiques,

sans phosphate,

🕏 sans acide phosphorique,

sans acide nitrique,

👽 sans acide chorhydrique,

sans acide sulfurique.

FFICACITÉ
PROFESSIONNELLE

Allergène
CMR\*
VLER\*
SVHC\*
Formol
Solvant pétroliers
Phosphate
Phenoxyethanol
Parabène
EDTA\*
NIA\*
Chlore

Chlore

FABRIQUE
EN FRANCE

\*CMR: Cancérigènes, mutagènes et
toxiques pour la reproduction.

\*VLER: La Valeur Limite d'Exposition Réglepollution atmosphérique.

\*SVHC: Substance of Very High Concern
candidates en vue d'une autorisation).

\*EDTA: Acide éthylène Diamine Tétraacétique,
\*NTA: Acide tricarboxylique,

La forme bec du flacon facilite l'application de WC'SOFT et sa formule gélifiée permet une parfaite adhérence aux parois. Le détartrage et la dissolution du calcaire sont optimums.

WC'SOFT est adapté à un usage quotidien. Son parfum fleurs d'olivier supprime les mauvaises odeurs et laisse une agréable sensation de propre.

#### 2. MODE D'EMPLOI :

Ouvrir le bouchon en appuyant fortement sur les deux côtés lisses puis tourner.

Appliquer le produit sous le rebord et dans la cuvette.

Laisser agir 10 minutes, en cas de fort entartrage, laisser agir une nuit et renouveler l'opération si nécessaire.

Brosser et actionner la chasse d'eau.

### 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect:	Liquide limpide visqueux rouge rosé
pH:	2.5 +/- 0.5
Densité à 20°C:	1.015 +/- 0.015
Stockage:	Tenir à l'abri de la lumière, du gel et de la chaleur.
	Parfum.  Moins de 5 % : agents de surfaces anioniques et non ioniques.



### 4. CONDITIONNEMENTS:

- Flacon bec canard: carton de 12 x 750 mL.

## 5. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Conserver sous clef et hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette. Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°1844) : 03.83.22.50.50.

N° d'appel d'urgence INRS/ORFILA: +33 (0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.hydrachim.fr

Le produit n'est pas destiné à un nettoyage industriel.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

N° de révision 02-06-2014. Réf. 1844



